

Afname IFOBT

1



Schrijf de datum van de ontlasting op het aanvraagformulier, in de volgorde van dag/maand/jaar (belangrijk).

2



In het flesje zit ongevaarlijk vloeistof, nodig voor de test.

3



Houd het flesje rechtop terwijl u de dop van het flesje draait.

4




Aan de dop van het flesje zit een staafje. De top van het staafje is geribbeld.

5



Strijk de geribbelde top van het staafje meermaals op verschillende plaatsen over het oppervlak van uw ontlasting.

6



Alle groeven van het staafje moeten gevuld zijn. Uiteindelijk is weinig ontlasting nodig voor onderzoek.

7



Doe het staafje terug in de fles, klik het dopje met staafje vast. Daarna het flesje niet meer openen.

8




Vul de gele sticker in met uw gegevens en plak deze op de buis.

9



Doe het materiaal in het groene zakje, dat in de blister en dit alles in de lekvrije sealbag. Voeg met het aanvraagformulier in de gekleurde plastic envelop.

10



Lever het materiaal binnen 24 uur en niet op vrijdag in bij uw huisarts of bij een bloedafname prikpost.

Instructie IFOBT

Met deze test kan bepaald worden of er (onzichtbare) spoortjes bloed in uw ontlasting aanwezig zijn.

Voorafgaand aan de test

- ⊕ Voorkom bij het uitvoeren van de ontlastingstest dat uw ontlasting in aanraking komt met het water in het toilet, met name als u toiletblokjes gebruikt of andere middelen toevoegt aan het toiletwater.
- ⊕ U kunt watercontact voorkomen door bij een vlakspoeltoilet het water van het plateau te verwijderen.
- ⊕ Bij een diepspoeltoilet kunt u een krant opgevouwen in de toiletspot leggen om uw ontlasting op te vangen of leg naast het toilet een plastic zak of plastic bord en doe daarop uw ontlasting. Na de monsternamen kunt u uw ontlasting in het toilet laten glijden en de fecesvanger in de afvallemmer deponeren.
- ⊕ U kunt voor beide soorten toiletspoelingen tevens de fecesvanger in uw toilet hangen, zie gebruiksaanwijzing voor de fecesvanger.

Houdbaarheid

Het flesje is ongeopend langdurig houdbaar, gewoon bij kamertemperatuur.

De houdbaarheid staat op het flesje. Als u nog niet in de gelegenheid bent om het monster af te nemen, dan heeft u daarvoor nog alle tijd.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

E info@diagnovum.nl | www.diagnovum.nl T 013 539 36 36

diagnovum  