



# Afname Algemeen (E-Swab)



## Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Afnameplaats (op de swab)
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

# Instructie Algemeen (E-Swab)

**Uw (huis)arts of verloskundige heeft een algemeen onderzoek aangevraagd. In de verpakking vindt u een swab (wattenstaaf), buisje. Om de kwaliteit van de uitslag te waarborgen is van belang dat de afname op de juiste manier wordt uitgevoerd. Lees daarom deze instructies aandachtig door voordat u start met de afname.**

## Vorbereiding

- ⊕ Was uw handen met water en zeep voordat u aan de afname begint
- ⊕ Zorg ervoor dat de swab de huid niet raakt
- ⊕ Let op dat u geen vloeistof uit het buisje morst

## Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

## Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ [info@diagnovum.nl](mailto:info@diagnovum.nl) 🌐 [www.diagnovum.nl](http://www.diagnovum.nl) 📞 088 007 54 01

diagnovum 